



BEDIENUNGSANLEITUNG

Teleskoprampen mit Lochprofil –

Für weitere Verwendung aufbewahren!









AUFBAU DER TELESKOPRAMPEN

 Zum Lösen der Verriegelung ziehen Sie diese auseinander und drehen sie zur Seite.



Verriegelung geöffnet



Verriegelung geschlossen

ACHTUNG: wenn die Verriegelung gelöst ist rutschen die Rampen leicht auseinander.

- Ziehen Sie die Rampe auseinander und legen Sie diese auf die Stufe.
 Achten Sie darauf, dass die Rampe kippsicher aufliegt.
- Achten Sie darauf, dass die Auflage komplett auf der Stufe aufliegt.
- Wiederholen Sie die Schritte für die zweite Rampe.
- Positionieren Sie die Rampen parallel zueinander, entsprechend dem Abstand der Rollstuhlräder, wobei die Räder in der Mitte der jeweiligen Rampe laufen müssen.



GEFAHRENHINWEIS

- Kontrollieren Sie vor der Benutzung, ob die beiden Rampen parallel zueinander liegen und der Abstand entsprechend dem Abstand der Rollstuhlräder eingestellt ist.
- Beachten Sie, dass sich bei Nässe die Rutschhemmung der Rampenoberfläche verringert. Es besteht Rutschgefahr.
 Befahren Sie die Rampen daher mit entsprechender Vorsicht!
- Tragen Sie in jedem Fall festes, rutschsicheres Schuhwerk.

BENUTZUNG DER RAMPEN

- Achten Sie darauf, dass die R\u00e4der in der Mitte der jeweiligen Rampe laufen.
- Ab einer Steigung von 6% sollte die Rampe nur in Begleitung einer Hilfsperson benutzt werden.
- Rollstuhlfahrer müssen bei der Benutzung der Rampen einen Sicherheitsgurt anlegen.
- Beachten Sie unbedingt die maximale Belastung. Diese Angabe befindet auf einem Hinweisschild an der Rampe.
- Bei Frostgefahr (Außentemperaturen kleiner ca. 4°C) muss die Rampe von Schnee, Eis und Glätte befreit werden. Ansonsten erfolgt die Benutzung der Rampe auf eigene Gefahr.





WARTUNG UND PFLEGE

- Die Laufflächen der Rampen sollten regelmäßig von Verschmutzung durch z.B. Laub und Sand gereinigt werden.
- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem milden Reinigungsmittel oder auch einfach mit Wasser. Benutzen Sie dabei keine harten Bürsten oder andere harte Gegenstände wie z.B. Stahlwolle. Dies würde die Oxidschicht zerstören.
- Um ein gegenseitiges Verschrammen beim Transport der Rampen zu vermeiden, sollten Sie ein Stück Pappe oder ein Tuch zwischen die beiden Rampen legen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rampen auf Risse oder Ausbeulungen. Sollten Sie eine Beschädigung feststellen, wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler.

Ihr Fachhändler